


Z60 Pro

Diagnostisches Ultraschallsystem



Erfahren Sie mehr
zum Produkt
auf unserer Homepage



Innovative Ultraschalltechnologien, die die klinischen Anforderungen vorbildlich meistern: Mindray hat mit dem Z60 Pro eine intelligente Unterstützung entwickelt. Das Z60 Pro liefert präzise Ergebnisse bei voller Flexibilität für viele Anwendungen.

Umfangreiche Konfigurationen für eine einfache und genau Diagnose


Das Z60 Pro überzeugt durch hohe Detailtreue und hervorragende Detailauflösung bei der Ultraschallbildgebung. Dabei bewährt sich das moderne Design im mobilen Einsatz.

Flexible Anwendungsbereiche

- Verfügbare Schallköpfe: Konvex-, Linear- und Phased Array Sonden, Endokavitäre Sonden
- Ultraschall-Modi: B-Mode, Farb-, Power- und PW-Doppler, M-Mode und Anatomischer M-Mode Free Xros
- Verfügbare Anwendungen: Abdomen, Geburtshilfe und Gynäkologie, Small Parts, Urologie, Vaskulär, Orthopädie, Muskelskeletal, Nerven, Kardiologie

Fortschrittliche Bild-Technologien

- **iBeam™**: Spatial Compounding Imaging
- **iClear™**: Intelligenter Algorithmus zur Rauschunterdrückung
- **Phase Shift THI**: Verbesserter Kontrastauflösung und Bilduniformität durch den Einsatz von harmonischen Ultraschallwellen



Leber und Gallenblase

AutoIMT der ACC

Schilddrüse

Farbfluss und PW-Doppler der ACC

Intelligente Funktionen

- **DICOM**: digitale Datenübertragung über das Netzwerk
- **iNeedle™**: Klare Visualisierung der tatsächlichen Nadelspitze und des Schafts
- **Auto IMT Messung**: Automatische Messung der Intima-Media-Dicke

Integriertes Konzept mit bewährter Technologie

Das integrierte Konzept mit internem Adapter und Akku macht das Z60 Pro mobil und jederzeit und überall einsatzbereit. In Kombination mit 3 Schallkopfanschlüssen erfüllt das Z60 Pro alle Ihre klinischen Anforderungen.



15 Zoll
Vollbild-Design



Max 3
Schallkopfanschlüsse



60 Grad
Neigungswinkel

500GB Festplatte für
die Speicherung großer
Patientendaten

90min Scannen mit
wiederaufladbarem Akku

